


Monopolære instrumenter

Truly customised laparoscopic solutions



Et omfattende sortiment af førsteklasses 5 mm monopolære instrumenter til engangsbrug med to forskellige håndtag, som giver kirurger det ultimative valg og bekvemmelighed.

Håndtag - tilsvarende flergangsinstrumenter

- Ergonomisk engangshåndtag designet tilsvarende flergangsinstrumenter giver kirurgen komfort og kontrol
- Den specifikke udformning af håndtaget giver muligheden for at konvertere fra flergangsinstrumenter til de tilsvarende engangsinstrumenter uden at gå på kompromis
- Enkel, intuitiv crémaillère
- Crémaillèren kan 'slukkes', således at det samme instrument kan bruges med eller uden denne funktion for maksimal bekvemmelighed og fleksibilitet
- 360° fingerrotationshjul tillader præcis, bekvem spidsjustering
- Robuste spidser med todelt ledforbindelse og bred åbning giver optimale anvendelsesmuligheder under en operation
- Et omfattende sortiment af spidser giver et komplet kirurgisk tilbud
- Et fuldstændig isoleret skaft sikrer effektiv indkapsling af strøm

Håndtag, engangsdesign

- Ergonomisk engangshåndtag giver kirurgen komfort og kontrol
 - Enkel, intuitiv crémaillère
 - 360° fingerrotationshjul tillader præcis, bekvem spidsjustering
 - Robuste spidser med dobbelt ledforbindelse og bred åbning
 - Et omfattende sortiment af spidser giver et komplet kirurgisk tilbud
 - Et fuldstændig isoleret skaft sikrer effektiv indkapsling af strøm
- Alle monopolære instrumenter leveres både som sterilt produkt, der er pakket enkeltvis, og til inklusion i ProcedurePak® pakker.

Lige
fattetangDissektionspean -
Maryland

Lapclinch



Babcock

Skarptandet
fattetang - Rat toothFattetang -
Duckbill

Tarmfattetang

Fattetang -
fenestreret

Engangsdesign




Håndtag, engangsdesign.



Håndtag, engangsdesign, Maryland.

Designet tilsvarende flergangsinstrumenter

Håndtag, designet tilsvarende
flergangsinstrumenter.Håndtag, designet tilsvarende
flergangsinstrumenter, Maryland.

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Længde	Pakning*
899200	Lige fattetang med crémaillère	5 mm	33 cm	10/100
899201	Dissektionspean - Maryland	5 mm	33 cm	10/100
899202	Lapclinch med crémaillère	5 mm	33 cm	10/100
899203	Babcock med crémaillère	5 mm	33 cm	10/100
899204	Skarptandet fattetang - Rattooth	5 mm	33 cm	10/100
899205	Fattetang med crémaillère - Duckbill	5 mm	33 cm	10/100
899206	Tarmfattetang med crémaillère	5 mm	33 cm	10/100
899207	Fattetang med crémaillère - fenestreret	5 mm	33 cm	10/100

*inderæske/transportkarton

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Længde	Pakning*
899208	Lige fattetang med crémaillère	5 mm	33 cm	10/100
899209	Dissektionspean - Maryland	5 mm	33 cm	10/100
899210	Lapclinch med crémaillère	5 mm	33 cm	10/100
899211	Babcock med crémaillère	5 mm	33 cm	10/100
899212	Skarptandet fattetang - Rattooth	5 mm	33 cm	10/100
899213	Fattetang med crémaillère - Duckbill	5 mm	33 cm	10/100
899214	Tarmfattetang med crémaillère	5 mm	33 cm	10/100
899215	Fattetang med crémaillère - fenestreret	5 mm	33 cm	10/100

*inderæske/transportkarton

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf. 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
 Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt for en eller flere af
 Mölnlycke Health Care Group's virksomheder. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0521606



Mölnlycke®