



Jeg er en passioneret  
professionel, en  
omsorgsfuld specialist.  
Men jeg jonglerer også  
med budgetter og er  
en ægte holdspiller.

Truly customised  
orthopaedic solutions

# Alt hvad dit team behøver



## Råd fra erfarne specialister

Vores specialister vil hjælpe jer med at finde frem til og vurdere den mest tids- og omkostningseffektive løsning for jer.

# Fordele for hele teamet

Vores kunder fortæller os, at kundetilpassede kirurgiske procedurepakker giver mange fordele. Samme størrelse passer ikke til alle; procedurer er forskellige, og hvert hospital har deres foretrukne arbejdsmetode. Vi udvikler en kundetilpasset pakke, der passer hertil.



## Ortopædiske specialafdækninger og pakkekomponenter

For at få de fuldstændige fordele ved vores løsning skal du sørge for at inkludere følgende komponenter i din pakke:

- Diatermihåndtag med røgsug
- Pulsed Lavage
- Hudstapler
- BARRIER® afdækninger
- BARRIER® operationskitler
- Sikkerhedsskalpel og -nåle
- Bakker og skåle
- Knoglevoks
- Sugesæt
- Sårdrænage
- Suturer
- Bandager
- Overtræk til lampehåndtag
- Mepilex® Border Post-Op



- **Tidsbesparelser:** Mindre forberedelsestid, mindre åbnings- og fremstillingstid, hvilket medfører, at der kan udføres flere procedurer (op til 40 procent reduktion i den komplette forberedelsestid\*)
- **Reduceret infektionsrisiko**, når der er færre pakker at åbne
- **Færre pakker giver** mindre spild
- Sikre **patientsikkerhed** og behandling af høj kvalitet ved at sørge for præcision og konsistens i klargøringen til hver eneste procedure
- **Forenkler operations-teamets arbejde**
- Hjælpe **med at reducere produktudgifter og logistikomkostninger**

\* Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Data præsenteret på 23. Congress of the European Association of Hospital Managers, Zurich, Switzerland, September 2010 (poster).

# En komplet løsning til øget effektivitet

Vores specialister samarbejder tæt sammen med dig om at definere og sammensætte den bedste løsning til jeres ortopædiske pakker fra vores omfattende sortiment af komponenter. Resultatet? En ægte kundetilpasset ortopædisk løsning med alt, hvad I behøver til hver enkel procedure – bekvemt og omkostningseffektivt. Giv pakkerne en farvekode for endnu højere effektivitet.



## 40 %

**AF FORBEREDELSES-  
TIDEN SPARET.  
SÅ KAN DER UDFØRES  
FLERE PROCEDURER.**

Med én pakke vil du kunne

- Reducere forberedelsestiden med op til 40 %\*
- Have tillid til hver eneste klargøring
- Gør flere procedurer lettere
- Hjælp med at reducere produktudgifter og logistikomkostninger

**“Antallet af procedurer blev øget med 18 %, og der er blevet sparet 1.060 timer gennem hele arbejdsflowet. Det har givet besparelser på 51.000 EUR.”**

Hartmut Freckmann,  
Oversygeplejerske på  
operationsafdeling, Tyskland,  
som taler om kundetilpassede  
procedurepakker.

Lad os hjælpe dig og dit team





## Jo mere du føjer til din pakke, jo flere penge sparer du

Vores specialister kan hjælpe dig med at finde frem til den løsning, der er den helt rigtige til dig og dit team, og hjælpe dig med at fokusere på de områder, som du mest ønsker at forbedre.

Vi kan også samarbejde med dig og dit team om at gennemføre forandringsprocessen og få endnu mere værdi ud af jeres løsning.

Når vi har fundet frem til din ægte kundetilpassede løsning, kan vi kvantificere den økonomiske værdi baseret på videnskabelige studier og give dig en fuldstændig rapport.

Prøv vores værdiberegner for at få en idé om hvor meget, I kan spare.

[molnlycke.dk/vaerdiberegner](http://molnlycke.dk/vaerdiberegner)



Truly customized orthopaedic solutions

# Pulsed Lavage

Vores Mölnlycke® Pulsed Lavage-system med højt tryk til engangsbrug renser knoglen effektivt og fjerner knogle- og vævsrester i forbindelse med udskiftning af led. Herved øges cementpenetrationen i den spongiøse knogle med mulighed for at styrke fikseringen af implantatet og reducere revisionshyppigheden.

## Fås i to versioner

- Vekselstrømsadapter:** En miljøvenlig version, der gør alkaliske batterier overflødige. Engangshåndtag og genanvendelig vekselstrømsadapter.
- Indbygget batteri:** en fleksibel og mobil version med integreret batteripakke i håndtaget, så skift af batteri kan ske hurtigt og nemt.

## Alt inkluderet betyder, at der ikke er skjulte omkostninger

- Rensestuds til at klare eventuelle tilstopninger i studsen til lårbensknoglen
- Ergonomisk og bekvemt håndtag
- Kort sprøjtestuds med stænkskjold
- Lang femoral børste
- Integreret suge- og skyllesystem

## Enkeltpakket eller inkluderet i Mölnlyckes pakker\*

- Inkluder Pulsed Lavage i dine kundetilpassede procedurespecifikke pakker og opnå effektivitetsgevinster
- Fås også enkeltpakket



Varenr.	Beskrivelse
9750000	Pulsed Lavage-system, AC strøm
9750001	Pulsed Lavage-system, indbygget batteri
9751000	Femoral børste**
9752010	AC strømforsyning (AC100~240V), DK
9751001	Kort studs, konisk, spids 8,5 cm***
9751002	Lang studs, spids 19 cm***

\* AC version fås i procedurepakker. Version med indbygget batteri fås snart i procedurepakker.

\*\* Femoral børste leveres enten som enkeltpakket eller inkluderet i din kundetilpassede procedurepakke.

\*\*\* Kort og lang studs er inkluderet ved køb af Pulsed Lavage system, men fås nu også enkeltpakket steril



# Ortopædiske afdækninger

BARRIER® ortopædisk afdæknings Sortiment kombinerer indgrebsspecifikke designs med materialer, som maksimerer sugeevne, styrke og drapering.



## Sikker klæb

Integrerede klæbekanter sikrer god vedhæftning og mindsker risikoen for, at der trænger mikroorganismer ind i såret.

## Tidsbesparende

Der skal anvendes mindre tid på at drapere sammenlignet med universelle draperingsteknikker, hvilket giver større effektivitet på operationsstuen.

## Forbedret beskyttelse mod gennemsivning

Stærkt og ugennemtrængeligt draperingsmateriale.

## Drisite Plus

Et patenteret væskehåndteringssystem med tre zoner og med:

1. Tør barriere
2. Stærk barriere
3. Absorberende barriere



### Knæ

Integreret væskeopsamlingspose til effektiv væskehåndtering. Ugennemtrængelige materialer giver optimal patientsikkerhed. Foldet for aseptisk anvendelse. Enkel at drapere for én person. Kan også anvendes på et skråtstillet leje.

Varenr.	Beskrivelse
60105	BARRIER® Knæafdækning 260/300x320 cm, elastiske huller 7 cm og 5 cm



### Hofte

Stærke materialer med forstærkninger i den kritiske zone giver en pålidelig kvalitet med høj rivstyrke. Integrerede slangeholdere skaber et organiseret arbejdsområde. Foldet for aseptisk anvendelse og ugennemtrængelige materialer af hensyn til patientens sikkerhed.

Varenr.	Beskrivelse
60601	BARRIER® Hofteafdækning med dislokationsposer 230/300x330 cm, elastisk hul 18x22 cm



### Skulder

Integreret væskeopsamlingspose til effektiv væskehåndtering. Alt-i-ét-design i en stor størrelse til skulderkirurgi, der udføres i beach chair/siddende stilling. Foldet for aseptisk anvendelse og ugennemtrængelige materialer, som giver optimal patientsikkerhed.

Varenr.	Beskrivelse
60004	BARRIER® Beach Chair Skulderafdækning 400x240 cm, elastisk hul 10x10 cm

# Komponenter i ortopædisk pakke

Når du tilpasser dine procedurespecifikke pakker til f.eks. udskiftning af knæ, hofte eller skulder, vælger du komponenter fra et omfattende kvalitetssortiment med support og rådgivning fra vores specialister. De viste produkter repræsenterer blot en lille del af vores komplette sortiment og kan selvfølgelig alle inkluderes i din kundetilpassede ortopædiske pakke fra Mölnlycke.

## Diatermihåndtag med røgsug

Røg fra elektrokirurgiske håndtag er en sundhedsrisiko, som operationspersonalet er opmærksomme på og bekymrede for. Et diatermihåndtag med integreret røgsug beskytter dit team ved at minimere røgen på operationsstuen.

Mölnlyckes løsning fra SafeAir® omfatter standardhåndtag og håndtag, der kan trækkes ud til røgsug. Begge har et slankt, ergonomisk design, hvilket giver kirurgen den optimale komfort og kontrol.

Vi kan også tilbyde standard diatermihåndtag til engangsbrug, og vi har en løsning til mange forskellige behov.

- Tryk- eller vippekontakt
- Elektroder af rustfrit stål eller med PTFE-belægning
- Specialelektroder med isolering i alle længder
- Mikrodisektionsnåle (tungsten) til præcis dissektion af blødt væv

## Knoglevoks

Knoglevoks foretrækkes af nogle kirurger til at kontrollere blødningen. Det har vi også i vores sortiment.



Varenr.*	Beskrivelse
2315013	Safeair®. Integreret håndtag til røgsug med PTFE-belagt elektrode
2315073	Safeair®. Integreret håndtag med røgsug med elektrode af rustfrit stål



Varenr.*	Beskrivelse
2316563	Knoglevoks, hvid 2,5 g

\*Varenumre til produkter i Mölnlycke-pakker. 1. Zarghooni K. et al. Effect of a modern dressing compared to standard dressings on outcome after primary hip and knee arthroplasty: a prospective, non-randomised controlled study. E-poster, EWMA, 2015. 2. Zarghooni K. et al. Randomized clinical trial to evaluate performance of flexible self-adherent absorbent dressing coated with silicone layer after hip, knee or spinal surgery in comparison to standard wound dressing. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHs, Florence, Italy, 2016. 3. v Overschelde P. et al. A randomised controlled trial comparing two wound dressings used after elective hip and knee arthroplasty. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHs, Florence, Italy, 2016. 4. Johansson C. et al. Preventing post-operative blisters following hip and knee arthroplasty. Wounds International, 2012.





## Den fleksible alt-i-en postoperative bandage

Mepilex® Border Post-Op kan:

- Reducere SSI ved at minimere antallet af bandageskift og beskadigelse af huden rundt om såret<sup>1-4</sup>
- Støtte patientens mobilitet ved at være fleksibel og have en skånsom vedhæftning<sup>3</sup>
- Reducere bandagerelaterede omkostninger ved at minimere antallet af bandageskift<sup>1,2</sup>



Varenr.*	Beskrivelse
496400	Mepilex® Border Post-Op 10x20
496450	Mepilex® Border Post-Op 10x25
496100	Mepilex® Border Post-Op 6x8
496200	Mepilex® Border Post-Op 9x10
496300	Mepilex® Border Post-Op 10x15
496600	Mepilex® Border Post-Op 10x30
496650	Mepilex® Border Post-Op 10x35

## Hudstapler

Vi kan levere hudstaplere fra de to største leverandører – Teleflex (Weck Visistat) og Medtronic. De fås i begge størrelser i bred (W) og normal (R).



Varenr.*	Beskrivelse
2313730	Hudstapler Visistat bred 35W
2305644	Hudstapler Visistat normal 35R
2301476	Hudstapler Appose bred 35W
2304279	Hudstapler Appose normal 35R

Truly customized orthopaedic solutions

# Løsninger til ortopædisk personale

Ergonomisk design med en effektiv infektionsbarriere

## Medicinsk maske med visir

Lav respirationsmodstand og effektiv filtrering med beskyttelse mod stænk.

## Glenn, operationshue

Nedbringer risikoen for kontaminering<sup>1</sup>. Blød og åndbar for personalet.

## Dobbelthandsker reducerer risikoen for, at handsken perforeres med 71 %<sup>2</sup>

Biogel® Puncture Indication-systemet er en nem og effektiv måde til at forhindre undgåelige skader samt eksponering for farlig – og dyr – kontaminering og infektion.<sup>2</sup> Hvis vores Biogel indikatorsystems lyse yderhandske perforeres, ser man den mørke inderhandske.



## Forstærket operationskittel

Classic- eller Ultimate-sortimentet for komfort og avanceret beskyttelse.

## Renrumsdragt

Bidrager til at skabe ultraren luft<sup>3</sup>. Høj modtandsdygtighed mod bakterie gennemtrængning.

Varenr.	Beskrivelse
607XX <sup>4</sup>	Biogel® Eclipse Indicator
751XX <sup>4</sup>	Biogel® Eclipse
4232	BARRIER® Medicinsk maske med visir
620205	BARRIER® Glenn, operationshue
6601XX <sup>4</sup>	BARRIER® Classic, forstærket operationskittel, L-2XL
690XXX <sup>4</sup>	BARRIER® Ultimate, forstærket operationskittel, L - 2XL
842XXX <sup>4</sup>	BARRIER® renrumsdragt overdel, XS - 3XL
843XXX <sup>4</sup>	BARRIER® renrumsdragt bukser, XS - 3XL

1. Gordon A J, et al. Letter to the Editor. J Hosp Inf 2009;8:289-291 2. Mischke C, Verbeek JH, Saarto A, Lavoie MC, PahwaM, Ijaz S. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. Nr.: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.CD009573. pub2. 3. Kasina, P., Tammelin, A., Blomfeldt, A-M., Ljungqvist, B., Reinmuller, B., Ottosson, C. Comparison of three distinct clean air suits to decrease the bacterial load in the operating room: an observational study. Patient Safety in Surgery 2016;10(1): DOI 10.1186/s13087-015-0091-4. 4. Eksempel på varenr.. Varenr. varierer afhængigt af størrelse.

# Din guide til valg af de rette komponenter til ortopædiske procedurer

Alle produkter kan inkluderes i en Mölnlycke procedurepakke, der opfylder jeres behov og præferencer.

## Komponenter til jeres ortopædiske procedurepakker

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> BARRIER® afdækninger    | <input type="checkbox"/> Nåle                   | <input type="checkbox"/> Diatermihåndtag med røgsug          |
| <input type="checkbox"/> Supplerende afdækninger | <input type="checkbox"/> Sikkerhedsskalpel      | <input type="checkbox"/> Elektrokirurgiske håndtag           |
| <input type="checkbox"/> Incisionsfilm           | <input type="checkbox"/> Nåletæller             | <input type="checkbox"/> Elektrokirurgiske specialelektroder |
| <input type="checkbox"/> BARRIER® kitler         | <input type="checkbox"/> Sårdrænage             | <input type="checkbox"/> Mepilex® Border Post-Op             |
| <input type="checkbox"/> Pulsed Lavage           | <input type="checkbox"/> Tusch                  | <input type="checkbox"/> Skridsikker måtte                   |
| <input type="checkbox"/> Suturer                 | <input type="checkbox"/> Bakker og skåle        | <input type="checkbox"/> Time-out afdækning                  |
| <input type="checkbox"/> Hudstapler              | <input type="checkbox"/> Lampehåndtagsbeskytter | <input type="checkbox"/> Servietter og tamponer              |
| <input type="checkbox"/> Sugeseæt                | <input type="checkbox"/> Instrumentbakke        | <input type="checkbox"/> Knoglevoks                          |
| <input type="checkbox"/> Slanger                 | <input type="checkbox"/> Basin liner            |  |
| <input type="checkbox"/> Sprøjter                | <input type="checkbox"/> Metalinstrumenter      |  |



Ønsker du at tilpasse dine pakker, så kontakt din Account Manager fra Mölnlycke.



Truly customized orthopaedic solutions

## Din partner i kvalitet, effektivitet og sikkerhed

Mölnlycke Health Care er en verdensledende partner, der leverer engangsprodukter til operationer og avancerede sårbehandlingsprodukter til forbrugere, sundhedspersonale og patienter. Du kan koncentrere dig om at yde en enestående patientbehandling, samtidig med at du beskytter dine ressourcer med hjælp fra vores dedikerede specialister og hele sortimentet af innovative produkter:

- Komplet sortiment af højkvalitetsafdækninger, kitler og andre nødvendige artikler til operationsstuen
- Teknisk avancerede Biogel® operationshandsker af høj kvalitet
- Markedsførende Mölnlycke-procedurepakke løsninger
- Avancerede sårplejeprodukter med banebrydende Safetac® teknologi
- Online pakkeportal – analysér pakker med en skræddersyet multibrugeradgang

Vi er engagerede i at præsentere innovative og nye løsninger, der kan hjælpe dig i dit arbejde.

Undersøg det ortopædiske sortiment på [www.molnlycke.dk/produkter-loesninger/molnlycke-procedurepakker/ortopaediske-loesninger/](http://www.molnlycke.dk/produkter-loesninger/molnlycke-procedurepakker/ortopaediske-loesninger/)



Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: + 45 48 168 268. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke, BARRIERE, Biogel, Mepilex og Safetac varemærker, navne og logotyper er registreret globalt til en eller flere af Mölnlycke Health Care Group's virksomheder. © 2018. Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0511708  
SafeAir er et varemærke tilhørende SafeAir AG.

  
**Mölnlycke®**