

Polysling®

Universal skulderimmobilisering

Alsidigt og effektivt slyngemateriale

Kan vendes om og bruges både til venstre og højre side

Kun nødvendigt med én størrelse på lager - universal pasform

Den indbyggede lukkemekanisme med velcro kan justeres

Nem at tage på og af

Polysling® bruges til effektiv støtte af armen eller immobilisering af skulder og arm.

Sådan virker Polysling®

Polysling® bruges til effektiv støtte af armen eller immobilisering af skulder og arm. Det stærke, ikke-strækbare materiale giver den støtte, patienten har brug for, og den polstrede foring gør slyngen behagelig at have på. Der er indbygget lukkemekanisme med velcro. Med slyngens yderside af børstet nylon er det muligt at anvende "touch and close" fastgørelsesdele efter behov og opnå ekstra støtte. Polysling kan desuden vendes om og bruges til forskellige formål.

Fordele ved Polysling

- Alsidigt og effektivt slyngemateriale
- Kan vendes om og bruges til både venstre og højre side
- Passer de fleste patienter godt, så det kun er nødvendigt med én størrelse på lager
- Den indbyggede lukkemekanisme med velcro kan justeres
- Nem at tage på og af



Materialeindhold

- Polyuretan skum
- Børstet nylon
- Indbygget lukkemekanisme med velcro

Anvendelsesområde

Polysling er et alsidigt og effektivt slyngemateriale, der kan bruges i forskellige udformninger som støtte til enten venstre eller højre arm eller til immobilisering af skulderen.

Polysling sortiment

Varenr.	Str.
5555	Universal

Leveres i transportkartoner med 6 stk.

Ingen naturgummilatex hverken i produktet eller pakningen.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Tlf + 45 48 168 268, info.dk@molnlycke.com. Mölnlycke og Polysling varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0311808



Mölnlycke®