




- Skulderlegg gir bevegelsesfrihet for overkroppen
- Ermene i frakken er posisjonert fremover, dette gir en naturlig og behagelig arbeidsstilling
- Lange ermer gir bevegelsesfrihet og reduserer risikoen for at hanskene sklir ned

BARRIER® operasjonsfrakk – Ultimate

- Mykt og lydløst materiale
- Svært væskeavvisende for avansert beskyttelse
- Maksimal pusteevne for maksimal komfort
- Finnes i Standard Performance og High Performance¹

Standard Performance	Art.nr	Beskrivelse	Str	Lengde	Vidde	Eske/ Kartong
	680102	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	L	121 cm	150 cm	18/36
	680103	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	L-L	137 cm	150 cm	16/32
	680104	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	XL	132 cm	170 cm	16/32
	680105	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	XL-L	148 cm	170 cm	16/32
	680106	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	XXL-L	147 cm	184 cm	14/28


SP = Standard Performance

High Performance	Art.nr	Beskrivelse	Str	Lengde	Vidde	Eske/ Kartong
	690102	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	L	121 cm	150 cm	16/32
	690103	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	L-L	137 cm	150 cm	14/28
	690104	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XL	132 cm	170 cm	14/28
	690105	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XL-L	148 cm	170 cm	14/28
	690106	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XXL-L	147 cm	184 cm	12/24
	690107	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XXL-XL	167 cm	184 cm	12/24

HP = High Performance



- Væsketett frontforsterkning minimerer risikoen for væskegjennomtrening
- Pustende materiale for god komfort
- Væsketett forsterkning som går godt over albuen
- Ultralydsveisede ermer for økt væskebeskyttelse
- Absorberende og myk for en behagelig følelse



Frakkemateriale	Bolen og ermene: Nonwoven polypropylen fibre. Frontforsterkning: Polyetylen plastfilm (pustende). Ermforsterkning: Polyetylen plastilm, viscose/polyester.
Produktklasse	Standard performance frakker: European Standard EN 13795:2011 Standard Performance og ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 3. High performance frakker: European Standard EN 13795:2011 High Performance og ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 3. ^{1,2}
Innpakning	Enkeltpakke frakker i dobbelt bokssystem sikrer beskyttelse mot støv, fukt og skade under transport og lagring.
Miljø	Mölnlycke Health Care streber etter så lav påvirkning på miljøet som mulig uten at det går ut over produktene effektivitet og sikkerhet.

Referanser

1. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels. 2. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Finn ut mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo 22 70 63 70.

Mölnlycke Health Care og BARRIER® navn og logo er registrert globalt for Mölnlycke Health Care.
© 2015. Mölnlycke Health Care AB. Forbeholdt alle rettigheter. NOSU0041507

