



Truly customized
laparoscopic solutions




Optimaliser dine laparoskopiske prosedyrer

Ved å standardisere dine laparoskopiske prosedyrer for kolecystektomi, appendektomi og brokkirurgi, kan du sikre at teamet ditt alltid yter effektiv og førsteklasses pasientbehandling.

Men hva med kravet om ytterligere kostnadsreduksjon eller til og med å øke antallet pasientprosedyrer?

Vi samarbeider og snakker med kundene våre, og vi forstår i hvor stor grad en løsning som er fullstendig tilpasset din avdelings laparoskopiske prosedyrer, kan bidra til å forenkle jobben din, balansere kostnadene og hjelpe deg til å nå dine mål som kirurg.





Vi er et team med helsepersonell og andre dedikerte kolleger. Vi er opptatt av å redusere kostnader og tidsforbruk.

Truly customized laparoscopic solutions

Alt teamet ditt trenger



NYHET

Erfaren spesialist i laparoskopi

Våre spesialister har mange års erfaring med laparoskopiske prosedyrer og vil hjelpe deg med å definere og evaluere den løsningen som er mest tids- og kostnadsbesparende for deg.



NYHET

Laparoskopiske instrumenter av høy kvalitet

Instrumenter for engangsbruk (tilgjengelig som sterile komponenter eller inkludert i tilpassede prosedyrepakker), for eksempel:

- Fullt sortiment av trokarer
- Omfattende sortiment av laparoskopiske, monopolare fettetenger og disseksjonsinstrumenter, velg håndtak etter preferanse (2 ulike design)
- Monopolar L-krok
- Laparoskopisk saks, alltid skarp
- Preparatpose for laparoskopi


Spesiallaken og komponenter for prosedyrepakker til laparoskopi

Et bredt utvalg av laparoskopisk utstyr, for eksempel:

NYHET

Spesiallaken for laparoskopi

- Frakker
- Sikkerhetsutstyr
- Sårlukking / bandasjer
- Skåler
- Veress-nål
- Insufflasjonslanger
- Sett for sug og irrigasjon
- Kamerabeskyttelse
- Anti-dugg løsning
- Røykfilter



En komplett løsning for økt effektivitet

Våre spesialister samarbeider tett med deg for å definere og evaluere din beste løsning fra vårt sortiment av nye laparoskopiske instrumenter samt våre øvrige produkter som er uunnværlige for kirurger. Resultatet? En fullstendig tilpasset laparoskopisk løsning for deg - med alt du trenger for hver spesifikke prosedyre i én, praktisk og kostnadseffektiv pakke.



40% AV FORBEREDELSESTIDEN SPARES. FLERE PROSEDYRER KAN GJENNOMFØRES.

Med én pakke kan du:

- Redusere forberedelsestiden med opptil 40%*
- Være trygg på at hvert oppsett er korrekt
- Potensielt øke antallet prosedyrer
- Bidra til å redusere produktforbruk og logistikkostnader


“Antallet prosedyrer økte med 18 %, og 1060 timer ble spart gjennom hele arbeidsflyten; det vil si en innsparing på 51 000 euro.”

Hartmut Freckmann,
ledende operasjonssykepleier,
Tyskland, om tilpassede
prosedyrepakker.

Truly customized laparoscopic solutions

Kirurger foretrekker de nye instrumentene fra Mölnlycke Health Care

I en undersøkelse som nylig ble gjennomført i Tyskland, Sverige og Storbritannia, ble totalt 21 kirurger bedt om å teste de nye laparoskopiske instrumentene fra Mölnlycke Health Care og å sammenligne dem med instrumentene fra de tre markedsledende konkurrentene.* For å gjøre resultatet så objektivt som mulig fikk deltakerne bind for øynene slik at de kunne vurdere produktene bare ut ifra følelsen i hånden. Resultatet? Totalt sett var det en tydelig preferanse for de nye instrumentene fra Mölnlycke.



Kriterier for score og evaluering

Det ble gitt sammenlignende scores på en skala fra 1 til 6, for å unngå at det for letthets skyld ble valgt ett tall midt på skalaen. 6 var høyeste score, og 1 var laveste og dårligste score.

Mölnlyckes trokarer scorer like bra som markedslederen

Én løsning som innebærer fordeler for hele teamet

Vi vet fra vårt samarbeid med kunder at tilpassede kirurgiske prosedyrepakker innebærer mange fordeler. Én størrelse passer ikke alle – og hver prosedyre og hvert sykehus har sin egen foretrukne konfigurasjon. Vi har en ProcedurePak-pakke som matcher det de ønsker.

Fordeler med ProcedurePak:


- **Tidsbesparelser:** Kortere forberedelsestid, mindre tid til åpning og oppsett, gjør at flere prosedyrer kan utføres (totalt opptil 40 prosent redusert forberedelsestid** fra plassering av ordren til avfallsfjerning)
- **Redusert infeksjonsrisiko** når det er færre pakninger å åpne
- **Færre pakninger** fører til mindre avfall
- Bedre **pasientsikkerhet** og behandling av høy kvalitet hver gang.
- **Forenkler operasjonsteamets arbeid**
- Bidrar til å **redusere produktforbruk og logistikkostnader**

*Enkeltblindet multisenter-evaluering av vanlig benyttede laparoskopiske instrumenter. Upublisert rapport. Mölnlycke Health Care, 2016



**Referanse: Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Data presentert ved den 23. Congress of the European Association of Hospital Managers, Zürich, Sveits, september 2010 (poster).

“Meget lett og meget enkel å bruke. God rotasjon og godt håndtak. Jeg ville like å arbeide med dette.”



Tysk kirurg om laparoskopisk fatte fra Mölnlycke Health Care



Mölnlyckes saks scorer høyere enn konkurrentene for alle kriterier



Mölnlyckes håndtak med flergangsdessign oppleves overlegent



Mölnlyckes håndtak for fetttang med flergangsdessign scorer høyest



Jo mer du inkluderer i prosedyrepakken, desto flere fordeler oppnår du!

Truly customized laparoscopic solutions

La oss hjelpe deg og ditt team





Definerer din fullstendig tilpassede laparoskopiske løsning

Våre dedikerte spesialister i laparoskopi og våre salgsansvarlige kan hjelpe deg med å finne den løsningen som er perfekt for deg og ditt team. Vi hjelper deg å fokusere på de områdene som du er mest opptatt av å forbedre.

Vi kan også samarbeide med deg og ditt team og bidra til å drive endringsprosessen slik at løsningen din gir deg enda flere fordeler.

Når vi har funnet din fullstendig tilpassede løsning, kan vi, basert på vitenskapelige studier, kvantifisere den økonomiske fordelene og gi deg en full rapport.

For å få en idé om hvor mye du kan spare, kan du prøve vår verdikalkulator.

molnlycke.com/value-calculator



Truly customized laparoscopic solutions

Instrumenter

Laparoskopiske instrumenter er én av hovedfaktorene ved våre fullstendig tilpassede laparoskopiske løsninger. Vi kan tilby blant annet et bredt sortiment av trokarer, monopolare sakser, avtakbare oppsamlingsposer for laparoskopi, monopolare instrumenter, monopolare L-krok-elektroder, slik at du har alt for hånden når du gjennomfører dine prosedyrer. Disse produktene kan selvfølgelig inkluderes som en del av våre tilpassede ProcedurePak®-prosedyrepakker.

Preparatpose for laparoskopi

- Tilgjengelig i en rekke størrelser tilpasset ulike vev og organer
- Posen åpnes av seg selv, slik at preparatet fanges enkelt
- En forsterket metallring gir enkel utplassering, og en stor, permanent poseåpning gjør det enklere å fange store preparater



Art. Nr.	Beskrivelse	Størrelse	Posestørrelse	Volum	Eske/krt.
899102	Preparatpose for laparoskopi	10 mm	90x145 mm	250 ml	5/50
899103	Preparatpose for laparoskopi	10 mm	130x180 mm	600 ml	5/50
899104	Preparatpose for laparoskopi	15 mm	190x230 mm	1150 ml	5/50
899112	Preparatpose for laparoskopi	12 mm	190 x 230 mm	1150 ml	5/50

Monopolar L-krok-elektrode

- Vår 5 mm monopolare L-krok-elektrode gir presis og kontrollert disseksjon og koagulasjon av blodkar og vev
- Praktisk engangsinstrument som garanterer sterilitet og effektiv monopolar strømaktivering, og hindrer brannskade på nærliggende vev
- Lett, ergonomisk håndtak for presis og kontrollert vevsdisseksjon



Art. Nr.	Beskrivelse	Størrelse	Lengde	Eske/krt.
899100	Monopolar L-krok-elektrode	5 mm	33 cm	10/100
899101	Monopolar L-krok-elektrode med ledning	5 mm	33 cm	10/100



Monopolar saks

- For presis og kontrollert disseksjon, koagulasjon og transeksjon av blodkar og vev
- Praktisk og alltid skarpt engangsinstrument eliminerer kostnader til gjenbruk og sterilisering
- Skarpe Metzenbaum-blader sikrer presise kutt langs hele bladets lengde



Art. Nr.	Beskrivelse	Størrelse	Lengde	Eske/krt.
899216	Monopolar saks – Metzenbaum	5 mm	33 mm	10/100
899217	Monopolar saks – Mini Metzenbaum	5 mm	33 mm	10/100
899218	Monopolar saks – Metzenbaum	5 mm	45 mm	10/100


Veress-nål



- Skarp, skrå tupp gir enkel og sikker punksjon av bukveggen
- Fjærbelastet stilet gir et klikk som kan føles og høres og som sikrer korrekt posisjon
- Når nålen har penetrert abdominalvevet, dekker et glatt skjold skråkanten slik at nærliggende organer ikke skades

Art. Nr.	Beskrivelse	Lengde	Eske/krt.
899105	Veress-nål	120 mm	25/200
899106	Veress-nål	150 mm	25/200

Sett for sug og irrigasjon





- Ergonomisk design. Håndtaket kan betjenes med enten venstre eller høyre hånd
- Gjennomsiktig håndtak for god visuell kontroll
- Enveisventil hindrer reflux av saltløsning
- Myk og DEHP-fri slange med "easy-peel"-separering

Art. Nr.	Beskrivelse	Størrelse	Lengde	Eske/krt.
899107	Sett for sug og irrigasjon, med dobbel spiss	5 mm	33 cm	10/20
899108	Sett for sug og irrigasjon, med dobbel spiss	5 mm	45 cm	10/20
899109	10 mm probe	10 mm	33 cm	10

Truly customized laparoscopic solutions

Trokarer

- Et omfattende sortiment av ergonomisk designede trokarer, som gir enkel og sikker tilgang til bukhalen
- Gjennomsiktig, ribbet kanyle gir god visuell kontroll og effektiv retensjon av bukveggen
- Robust universalforsegling gir rom for 5–12 mm instrumenter* samtidig som pneumoperitoneum opprettholdes



Bladtrokarer

Art. Nr.	Størrelse	Lengde	Eske/krt.
899300	5 mm	70 mm	5/60
899301	5 mm	100 mm	5/60
899302	11 mm	100 mm	5/60
899303	11 mm	150 mm	5/60
899304	12 mm	100 mm	5/60
899305	12 mm	150 mm	5/60


Bladløs trokar med dilaterende tupp

Art. Nr.	Størrelse	Lengde	Eske/krt.
899308	5 mm	70 mm	5/60
899309	5 mm	100 mm	5/60
899310	11 mm	100 mm	5/60
899311	11 mm	150 mm	5/60
899312	12 mm	100 mm	5/60
899313	12 mm	150 mm	5/60
899336	15 mm	100 mm	5/60

Optisk trokar – pistolhåndtak

Art Nr.	Størrelse	Lengde	Eske /krt.
899314	11 mm	100 mm	5/30
899315	12 mm	100 mm	5/30

*Tilsvare trokar med diameter på 12 mm




Optisk trokar

Art. Nr.	Størrelse	Lengde	Eske/krt.
899316	5 mm	70 mm	5/60
899317	5 mm	100 mm	5/60
899324	5 mm	150 mm	5/60
899318	11 mm	100 mm	5/60
899325	11 mm	150 mm	5/60
899319	12 mm	100 mm	5/60
899326	12 mm	150 mm	5/60



Universal trokarhylse

Art. Nr.	Størrelse	Lengde	Eske/krt.
899320	5 mm	70 mm	5/60
899321	5 mm	100 mm	5/60
899322	11 mm	100 mm	5/60
899323	12 mm	100 mm	5/60




Hasson-trokar

Art. Nr.	Størrelse	Lengde	Eske/krt.
899306	11 mm	100 mm	5/60
899307	12 mm	100 mm	5/60



Optisk trokar med ballong

Art. Nr.	Størrelse	Lengde	Eske/krt.
899330	5 mm	70 mm	5/60
899327	5 mm	100 mm	5/60
899331	11 mm	100 mm	5/60
899328	12 mm	100 mm	5/60



Hasson-trokar med ballong

Art. Nr.	Størrelse	Lengde	Eske/krt.
899329	12 mm	100 mm	5/60

Monopolare instrumenter

- Omfattende sortiment av kjevekonfigurasjoner som gir kirurgen mange valgmuligheter
- Robust, dobbeltleddet kjeve som kan åpnes helt, for optimal anvendelighet under en prosedyre
- Et omfattende sortiment av førsteklasses 5 mm engangsinstrumenter, med praktisk håndtak i 2 ulike design som gir kirurgen optimal valgfrihet



Engangsdesign



Art. Nr.	Beskrivelse	Størrelse	Lengde	Eske /krt.
899200	Rett gripetang med sperremekanisme	5 mm	33 cm	10/100
899201	Maryland disseksjonstang	5 mm	33 cm	10/100
899202	Clinch fattetang med trinnvis lås	5 mm	33 cm	10/100
899203	Babcock fattetang med trinnvis lås	5 mm	33 cm	10/100
899204	Rat tooth fattetang med trinnvis lås	5 mm	33 cm	10/100
899205	Duckbill fattetang med trinnvis lås	5 mm	33 cm	10/100
899206	Intestinal fattetang med trinnvis lås	5 mm	33 cm	10/100
899207	Rett fattetang med trinnvis lås - fenestret	5 mm	33 cm	10/100

Flergangsdesign



Art. Nr.	Beskrivelse	Størrelse	Lengde	Eske /krt.
899208	Rett fattetang med trinnvis lås	5 mm	33 cm	10/100
899209	Maryland disseksjonstang	5 mm	33 cm	10/100
899210	Clinch fattetang med trinnvis lås	5 mm	33 cm	10/100
899211	Babcock fattetang med trinnvis lås	5 mm	33 cm	10/100
899212	Rat tooth fattetang med trinnvis lås	5 mm	33 cm	10/100
899213	Duckbill fattetang med trinnvis lås	5 mm	33 cm	10/100
899214	Intestinal fattetang med trinnvis lås	5 mm	33 cm	10/100
899215	Rett fattetang med trinnvis lås - fenestret	5 mm	33 cm	10/100

Komponenter for laparoskopipakke

Vi kan hjelpe deg å sette sammen fullstendig tilpassede prosedyrepakker for kolecystektomi, appendektomi og brokkirurgi med et kvalitetssortiment av Veress-nåler, insufflasjonsslanger, sett for sug og irrigasjon, kameratrekk, antiduggopløsning og røykfilter. Og vi kan sørge for at du har alt du trenger fra frakker og hansker til sikkerhetsutstyr og bandasjer. Produktene nedenfor er tilgjengelig bare som komponenter av ProcedurePak®-pakken.

De viste produktene representerer et utvalg av hele sortimentet




Insufflasjonsslange

Art. Nr.*	Beskrivelse
2318957-00	Insufflasjonsslange med filter OD 26Ch ID 18Ch 300 cm MLL/MLL
2318996-00	Insufflasjonsslange med filter OD 26Ch ID 18Ch 300 cm MLL/Funnel
2318997-00	Insufflasjonsslange med filter OD 26Ch ID 18Ch 250 cm MLL/Connector Wolf
2319000-00	Insufflasjonsslange med filter OD 26Ch ID 18Ch 300 cm MLL/22mm/15mm fitting
2319001-00	Insufflasjonsslange med filter OD 26Ch ID 18Ch 300 cm MLL/Funnel white
2318958-00	Insufflasjonsslange med filter OD 26Ch ID 18Ch 300 cm LL/MLL
2318998-00	Insufflasjonsslange med filter OD 26Ch ID 18Ch 300 cm MLL/MLL adapter LL/LL



Kameratrekk

Art. Nr.*	Beskrivelse
2318643-00	Coupler kameratrekk 15x250 cm m/ låsesystem. Ringpakning
2318627-00	Coupler kameratrekk 15x250 cm m/ klikklås. Ringpakning
2308481-00	Coupler kameratrekk 18x250 cm m/ overføringsbrikke



Røykfilter

Art. Nr.*	Beskrivelse
2318481-00	Røykfilter med tøyklemme



Antiduggopløsning

Art. Nr.*	Beskrivelse
2315127-00	Antiduggopløsning



Monopolar instrumentkabel

Art. Nr.	Størrelse	Lengde	Eske
899110	Monopolar instrumentkabel	4 mm	40
899111	Monopolar instrumentkabel	8 mm	40

*Referansenummer for produkt i ProcedurePak-pakken.

Oppdekking

BARRIER® laparoskopioppdekking er designet for å oppfylle de spesifikke behov ved laparoskopi. Insuffisering av abdomen, endring av posisjon under operasjonen, bruk av slanger og instrumenter samt litotomi-stillingen stiller spesifikke krav til en sikker og effektiv oppdekking. De nyeste lakene i sortimentet viser vår oppmerksomhet på detaljer når det gjelder å optimalisere designet for å oppfylle de strenge kravene ved laparoskopi.

Nye BARRIER® laparoskopioppdekking for kolecystektomi, brokkirurgi og appendektomi

Litotomi-stilling

Ekstra lange ben sørger for sikker plassering av duken for alle typer benstøtte med:

- integrert tape for justering av lengden
- transparente sider muliggjør visuell kontroll slik at man kan sikre at stillingen er korrekt



Ekstra dype poser tilpasset laparoskopiske instrumenter

Fire integrerte krok- og slange-holdere for et organisert arbeidsområde

BARRIER® Flex strekkbar, med limkanter som gir sikkert feste når abdomen er inflatert


Ryggleie





Alt-i-ett spesiallaken gir mange fordeler:


- Enkel og effektiv oppdekking kan utføres av én person
- Sparer tid – 3 ganger raskere oppdekking enn med en universalsett
- Færre deler, færre trinn – for å redusere risikoen for kontaminasjon



Laparoskopilaken for ryggleie




Art. Nr.	ProcedurePak-komponenter
954226	Laparoskopilaken 200/250x340 cm, selvklebende hull 32x30 cm



Laparoskopilaken for litotomi-stilling



Art. Nr.	ProcedurePak-komponenter
944206	Laparoskopilaken 250/200/300x260 cm, selvklebende hull 32x30 cm



Laparoskopilaken med abdo-perineal åpning for litotomi-stilling



Ref. Nr.	ProcedurePak-komponenter
944201	Laparoskopilaken 250/200/300x260 cm, selvklebende hull 32x30 cm og 10x13 cm

Truly customized laparoscopic solutions

Din guide til valg av riktige komponenter for følgende prosedyrer

Alle produkter kan være inkludert i et ProcedurePak[®]-brett som er skreddersydd for dine behov og preferanser.

Laparoskopisk kolecystektomi

- | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Laparoskopilaken | <input type="checkbox"/> Antiduggoppløsning | <input type="checkbox"/> Postoperative bandasjer |
| <input type="checkbox"/> Supplerende duker | <input type="checkbox"/> Nåleteller | <input type="checkbox"/> Brett og skåler |
| <input type="checkbox"/> Frakker | <input type="checkbox"/> Bladfjerner | <input type="checkbox"/> Monopolart instrument – gripeinstrument |
| <input type="checkbox"/> Gasvevsprodukter | <input type="checkbox"/> Leveringsbrett | <input type="checkbox"/> Monopolart instrument – dissektor |
| <input type="checkbox"/> Sprøyter | <input type="checkbox"/> Sikkerhetsskalpell | <input type="checkbox"/> Monopolar saks |
| <input type="checkbox"/> Nåler | <input type="checkbox"/> Time out duk | <input type="checkbox"/> Monopolar L-krok-elektrode |
| <input type="checkbox"/> Insufflasjonslanger | <input type="checkbox"/> Antiskli-matte | <input type="checkbox"/> Trokarer |
| <input type="checkbox"/> Veress-nål | <input type="checkbox"/> Kameratrekk | <input type="checkbox"/> Universal trokarkanyler |
| <input type="checkbox"/> Sett for sug og irrigasjon | <input type="checkbox"/> Metallinstrument | <input type="checkbox"/> Avtakbar oppsamlingspose for laparoskopi |
| <input type="checkbox"/> Røykfilter | <input type="checkbox"/> Suturer | <input type="checkbox"/> Monopolar ledning |


Laparoskopisk appendektomi

- | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Laparoskopilaken | <input type="checkbox"/> Antiduggoppløsning | <input type="checkbox"/> Postoperative bandasjer |
| <input type="checkbox"/> Supplerende duker | <input type="checkbox"/> Nåleteller | <input type="checkbox"/> Brett og skåler |
| <input type="checkbox"/> Frakker | <input type="checkbox"/> Bladfjerner | <input type="checkbox"/> Monopolart instrument – gripeinstrument |
| <input type="checkbox"/> Gasvevsprodukter | <input type="checkbox"/> Leveringsbrett | <input type="checkbox"/> Monopolart instrument – dissektor |
| <input type="checkbox"/> Sprøyter | <input type="checkbox"/> Sikkerhetsskalpell | <input type="checkbox"/> Monopolar saks |
| <input type="checkbox"/> Nåler | <input type="checkbox"/> Time out duk | <input type="checkbox"/> Monopolar L-krok-elektrode |
| <input type="checkbox"/> Insufflasjonslanger | <input type="checkbox"/> Antiskli-matte | <input type="checkbox"/> Trokarer |
| <input type="checkbox"/> Veress-nål | <input type="checkbox"/> Kameratrekk | <input type="checkbox"/> Universale trokarkanyler |
| <input type="checkbox"/> Sett for sug og irrigasjon | <input type="checkbox"/> Metallinstrument | <input type="checkbox"/> Avtakbar oppsamlingspose for laparoskopi |
| <input type="checkbox"/> Røykfilter | <input type="checkbox"/> Suturer | <input type="checkbox"/> Monopolar ledning |

Laparoskopisk brokkirurgi

- | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Laparoskopilaken | <input type="checkbox"/> Antiduggoppløsning | <input type="checkbox"/> Postoperative bandasjer |
| <input type="checkbox"/> Supplerende duker | <input type="checkbox"/> Nåleteller | <input type="checkbox"/> Brett og skåler |
| <input type="checkbox"/> Frakker | <input type="checkbox"/> Bladfjerner | <input type="checkbox"/> Monopolar instrument – gripeinstrument |
| <input type="checkbox"/> Gasvevsprodukter | <input type="checkbox"/> Leveringsbrett | <input type="checkbox"/> Monopolar instrument – dissektor |
| <input type="checkbox"/> Sprøyter | <input type="checkbox"/> Sikkerhetsskalpell | <input type="checkbox"/> Monopolar saks |
| <input type="checkbox"/> Nåler | <input type="checkbox"/> Time out duk | <input type="checkbox"/> Trokarer |
| <input type="checkbox"/> Insufflasjonslanger | <input type="checkbox"/> Antiskli-matte | <input type="checkbox"/> Universale trokarkanyler |
| <input type="checkbox"/> Veress-nål | <input type="checkbox"/> Kamerabeskyttelse | <input type="checkbox"/> Monopolar ledning |
| <input type="checkbox"/> Sett for sug og irrigasjon | <input type="checkbox"/> Metallinstrument | |
| <input type="checkbox"/> Røykfilter | <input type="checkbox"/> Suturer | |

Kontakt din salgsrepresentant hos
Mölnlycke Health Care for å få tilpasset
dine prosedyrepakker.



Truly customized laparoscopic solutions

Din partner for kvalitet, effektivitet og sikkerhet

Mölnlycke Health Care er en verdensledende partner, som tilbyr produkter for kirurgi og avansert sårpleie til engangsbruk, til kunder, helsepersonell og pasienter. Ved hjelp av våre dedikerte spesialister og vårt fulle sortiment av innovative produkter, kan du fokusere på å gi fremragende pasientbehandling, mens du samtidig beskytter dine ressurser:

- Komplette sortiment av førsteklasses oppdekning, frakker og andre nødvendige operasjonsprodukter
- Teknisk avanserte Biogel® operasjonshansker av høy kvalitet
- Markedsledende ProcedurePak® (løsninger for prosedyrepakker)
- Avanserte sårpleieprodukter med banebrytende Safetac®-teknologi

Vi har viet oss til å finne og introdusere nye og innovative løsninger som hjelper deg i arbeidet ditt.



Les mer på www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 06030 Oslo, Norge. Tlf: 22 70 63 70

Varemerkene, navnene og logoene Mölnlycke Health Care, BARRIER®, Biogel®, ProcedurePak® og Safetac® er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i Mölnlycke Health Care Group of Companies. © 2018. Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU0411805


Mölnlycke®