

Laparoskopisk monopolär sax

Truly customized laparoscopic solutions




För exakt, kontrollerad dissektion och koagulering av kärl och vävnader.

- Bekvämt, alltid vasst, engångsinstrument eliminerar hanterings- och steriliseringskostnader
- Metzenbaumbladet klipper exakt utmed hela bladets längd
- Blad av rostfritt premiumstål garanterar skärpa under hela ingreppet
- Isolerat skaft ger säker strömkontroll
- 360° fingerrotationshjul för exakt och bekväm rotering av skänklarna
- Ergonomiskt handtag ger kirurgen komfort och kontroll

Finns både som steril enstycksförpackning och för inkludering i ProcedurePak® kundanpassade set



Saxgap.



Metzenbaum monopolär sax.

Art. Nr.	Beskrivning	Stlk	Skaflets längd	Gapets längd	Avd Fp
899216	Metzenbaum monopolär sax	5 mm	33 cm	18 mm	10
899217	Mini-Metzenbaum monopolär sax	5 mm	33 cm	12 mm	10
899218	Metzenbaum monopolär sax	5 mm	45 cm	18 mm	10

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Tel 031 722 30 00.
Mölnlycke Health Care- och ProcedurePak®-varumärken och logotyper är globalt registrerade av ett eller flera företag i Mölnlycke Health Care Group. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. HGSU0096